

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Philips infraröda ljuskällor för hälso- och kroppsvård har utformats för att behandla djupliggande muskelbesvär och idrottsskador. Dessa reflektorglödlampor är en utmärkt lösning för att ge lokal värmebehandling som lindrar muskelsmärter. De kan även användas för att behandla reumatiska besvär. Denna typ av värmeterapi har visat sig förkorta läktiden för olika typer av skador, t ex idrottsskador och ej infekterade sår, och de kan ofta ge snabb och effektiv smärtlindring. Fördelarna med denna typ av värmebehandling bygger på lokalt ökad blodcirkulation som orsakas av utvidgning av blodkärlen. Detta leder till en bättre förmåga att transportera bort slaggprodukter och andra biokemiska sammansättningar. I och med att värmen tränger ned djupare ger det även fördelar i form av en varsam och behaglig värmande effekt.


Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Fritt]
Användningsområde	Infrared Health
Nominell livslängd (nom)	300 h
Nominell livslängd (timmar)	300 h
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spänning (nom)	230 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Röd
Material i lampan	Hårdglas
Lampform	PAR38 [PAR 38 121mm]
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150012887415
Beställningsproduktnamn	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
EAN/UPC – Produkt	8711500128874
Beställningsnummer	12887415
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	923806644210
Nettovikt (stycke)	308,000 g

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Måttskiss



PAR38 IR 150W E27 230V Red

Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

